

بسمه تعالی

دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزهای
جلدی (سالک) و احشائی (کالا آزار)

آزمایشگاه مرجع سلامت

اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی

سال ۱۳۸۸

نهایی شده در کمیته انگل شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت :



اعضاء کمیته :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ❖ آقای دکتر مهدی محبعلی | (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) |
| ❖ آقای دکتر مصطفی رضائیان | (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) |
| ❖ آقای دکتر جعفر مسعود | (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) |
| ❖ آقای دکتر بهرام کاظمی | (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) |
| ❖ آقای دکتر حمید اطهری | (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) |
| ❖ آقای دکتر محمد رضا نظری پویا | (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) |
| ❖ آقای دکتر رامتین حدیقی | (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران) |
| ❖ خانم دکتر فاطمه غفاری فر | (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) |
| ❖ آقای دکتر محمد رضا شیرزادی | (رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماری ها) |
| ❖ خانم دکتر شهلا فارسی | (اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت) |
| ❖ خانم مریم میر محمد علی رودکی | (اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت) |

پیش نویس اولیه دستور العمل تشخیص آزمایشگاهی لیشرمانیوزها توسط جناب آقای دکتر محبعلی تهیه و در

کمیته انگل شناسی نهایی گردیده است.

صفحه	فهرست مطالب:
۴	مقدمه
۸-۷	چرخه زندگی انگل در بدن ناقل و میزبان مهره دار
۸-۱۶	الف - لیشمانیوز پوستی (سالک)
۱۶-۲۳	ب: لیشمانیوز احشائی (کالاآزار)
۲۳-۲۴	تشخیص لیشمانیوز احشایی در مبتلایان به ایدز
۲۴	منابع

دستور العمل تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزهای پوستی و احشائی

مقدمه :


لیشمانیوز ها مجموعه ای از بیماری های انگلی ناشی از گونه هایی از جنس لیشمانیا می باشند که در مناطق گرمسیری امریکا، آفریقا و شبه قاره هند و درنواحی نیمه گرمسیری آسیای جنوب غربی و ناحیه مدیترانه به شکل آندمیک وجود دارند. لیشمانیوزها به اشکال بالینی پوستی (سالک)، مخاطی _پوستی (اسپوندیا) و احشائی (کالاآزار) مشاهده می شوند (شکل شماره ۱). لیشمانیوز احشائی با مرگ و میر بالا همراه بوده، اما معمولاً مرگ و میر در بیماری سالک مشاهده نمی شود ولی بدلیل میزان ابتلاء زیاد، ایجاد ضایعات بد شکل پوستی نموده که دربرخی موارد تا بیش از یکسال باقی می ماند و معمولاً باعث ایجاد جوشگاه (اسکار) شده که حتی با استفاده از درمان تا آخر عمر بر روی بدن باقی می ماند.. از طرف دیگر عفونت های باکتریائی و قارچی ثانویه شامل عفونت های نسوج سطحی و عمقی، آبسه، سپتی سمی، وحتی کزاز ازعواض زخم سالک می باشد که ممکن است گاهی موجب ناتوانی وحتی مرگ بیمار گردد. اگرچه میزان بروز این عوارض ناچیز است ولی با توجه به گستردگی بیماری سالک، تعداد بیمارانی که دچار این عوارض می گردند، قابل توجه خواهند بود. تخمین زده میشود که بیش از ۱۲ میلیون نفر در دنیا مبتلا به سالک باشند و ۳۵۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که احتمال ابتلاء آنها وجود دارد و سالانه ۱/۵ تا ۲ میلیون نفر به مبتلایان این بیماری اضافه می شوند که متأسفانه بسیاری از آنها ثبت و گزارش نمی شوند. این بیماری دربرخی موارد ضایعات متعدد (تا بیش از ۳۰۰ عدد) ایجاد می کند.

گرچه سالانه حدود ۲۰ هزار مورد بیماری لیشمانیوز جلدی در ایران گزارش می شود ولی موارد حقیقی بیماری حدود ۴ تا ۵ برابر این تعداد است. سالک در ایران به شکل روستائی (مرطوب) و شهری (خشک) مشاهده میشود. نوع روستائی در اکثر مناطق روستائی نیمی از استان های کشور شایع است و نوع شهری در بسیاری از نقاط شهری کشور به صورت اندمیک وجود دارد.

میزان بروز لیشمانیوز احشائی در کشور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد در سال است و این بیماری از تمامی استان های کشور گزارش شده است (شکل شماره ۲).



شکل شماره ۱: اشکال مختلف بالینی لیشمانیوز ها در انسان




شکل شماره ۲: پراکندگی جغرافیایی سالک در استانهای کشور

چرخه زندگی انگل در بدن ناقل و میزبان مهره دار

زندگی انگل لیشرمانیا حداقل دارای دو مرحله اصلی لیشرمانیائی ولپتومونائی می باشد، انگل در مرحله لیشرمانیائی (آماستیگوت) بصورت ارگانیسم فاقد تاژک آزاد و دارای بدن گرد یا بیضوی و گاهی دوکی شکل است که در داخل سلولهای بیگانه خوار (ماکروفاژ) پستانداران (Leishman body) مشاهده می شود. مرحله لپتومونائی (پروماستیگوت) از تغییر شکل حالت لیشرمانیائی ایجاد می شود. انگل در این مرحله در قسمت قدامی دارای یک تاژک است. پروماستیگوت در دستگاه گوارش پشه خاکی و برخی محیط های کشت آزمایشگاهی دیده می شود. پشه خاکی جنس ماده خونخوار است و با مکیدن خون، آماستیگوت را می بلعد. آماستیگوت در دستگاه گوارش پشه به پروماستیگوت تبدیل می شود و تکثیر آن با روش تقسیم غیر جنسی دوتایی انجام می گیرد و بعد از ۴ الی ۱۸ روز، عفونت زائی آن افزایش می یابد به طوری که با گزش پشه خاکی ماده آلوده، پروماستیگوت به انسان سالم منتقل می شود. بطور کلی انگل های لیشرمانیا بوسیله انواع پشه خاکی های ماده آلوده به صورت سه چرخه زیر به طور طبیعی می توانند در گردش باشند:

۱- انسان - پشه خاکی - انسان ۲ - حیوان - پشه خاکی - حیوان ۳- حیوان - پشه خاکی - انسان (شکل شماره ۳)



شکل ۳: چرخه زندگی انگل های لیشرمانیا

با توجه به اینکه اشکال پوستی واحشایی جزء شایعترین اشکال بالینی لیشمانیوز در کشور ما به شمار می‌روند، لذا در این قسمت، خصوصیات مختلف این بیماری ها با تاکید بر روشهای تشخیص آزمایشگاهی آن ها به اختصار شرح داده می‌شوند.

الف - لیشمانیوز پوستی (سالک)

عامل بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران: به تظاهرات بالینی ناشی از انگل لیشمانیا در پوست، لیشمانیوز جلدی یا سالک گفته می‌شود که در دنیای قدیم از جمله ایران عمدتاً به دلیل لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا ایجاد می‌شود. به لیشمانیوز پوستی ناشی از لیشمانیا تروپیکا، نوع شهری یا نوع خشک گفته می‌شود که به دلیل ظاهر ضایعه به این نام خوانده می‌شود و به لیشمانیوز پوستی ناشی از لیشمانیا ماژور؛ نوع روستائی یا نوع مرطوب اطلاق می‌گردد که بدلیل وجود ترشح در ضایعه می‌باشد، البته تظاهرات بالینی همیشه با ابتلاء به نوع انگل مطابقت ندارد و تشخیص بیماری براساس شکل ضایعه و محل آن قابل اعتماد نیست.

بیماری ناشی از لیشمانیا ماژور بدلیل داشتن مخزن جونده، بنام نوع زئونوتیک (Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis) و بیماری ناشی از لیشمانیا تروپیکا چون عمدتاً مخزن آن انسان های مبتلای باشند به نام آنتروپونوتیک (Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis) گفته میشود.

روش های انتقال : عمده ترین روش انتقال سالک، گزش پشه خاکی است ولی راه های فرعی دیگری نیز گزارش شده که شامل خاراندن زخم و انتقال مکانیکی توسط سایر بندپایان می باشد که فاقد اهمیت اپیدمیولوژیک می باشند.

اشکال بالینی: با توجه به عامل بیماری و علائم بالینی عفونت در انسان، لیشمانیوز پوستی به اشکال بالینی خشک (شهری)، مرطوب (روستائی)، عودکننده (لوپوئید Recidivans)، منتشر و اشکال غیر معمول (اسپوروتریکوئید، زردزخمی، توموری، زگیلی، بادسرخ، محو شونده و ...) مشاهده می شود. همچنین لیشمانیوز پوستی ممکن است به اشکال حاد و یا مزمن دیده شود.

تشخیص آزمایشگاهی :

اصولاً پیش از استفاده از روشهای آزمایشگاهی برای تشخیص انواع لیشمانیوزها، بررسی سابقه بیماری و اطلاع از محل سکونت و مسافرت به مناطق بومی این بیماری در کشور و نیز توجه به خصوصیات بالینی بیماری، بسیار مهم و کمک کننده خواهد بود.

در آزمایشگاه سه نمونه (گسترش) از نقاط مختلف ضایعه (ها) جلدی تهیه می شود. بهتراست از بیمارانی که دارای چند ضایعه هستند، چند نمونه از ضایعات مختلف گرفته شود.

نمونه ها بایستی در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند، در صورتی که یک نمونه منفی باشد، نمونه دوم و سپس نمونه سوم بررسی می شود ولی اگر یک نمونه مثبت باشد نیاز به بررسی نمونه های دوم و سوم نمی باشد.

- روش نمونه برداری از ضایعات مشکوک به سالک و بررسی میکروسکوپی :

- لبه های ملتهب و متورم ضایعه مهم ترین قسمتی است که بیشترین تراکم آماستیگوت ها را دارند. نکته مهم آنکه هر چه نمونه بیشتری از بافت برداشت شود احتمال مشاهده انگل در نمونه بیشتر است. از آنجایی که ضایعات پوستی ممکن است دچار عفونت های ثانویه باکتریایی و یا قارچی شده باشند، لازم است محلی از ضایعه را که قصد برداشت نمونه از آن وجود دارد، کاملاً تمیز نموده و اگر لازم باشد چندین مرتبه با پنبه الک (اتانل ۷۰ درصد) ضد عفونی گردد (شکل شماره ۴).

روش صحیح نمونه برداری و رنگ آمیزی به شرح زیر است:

- ۱ - رعایت اصول ایمنی در هنگام نمونه گیری و نیز استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش و غیره
- ۲ - حذف کبره های روی ضایعه و هر گونه چرک روی آن
- ۳ - انتخاب محل مناسب برای نمونه برداری شامل لبه خارجی قسمت متورم و ملتهب ضایعه پوستی و اجتناب از نمونه برداری از محل های باز و زخمی ضایعه.

- ۴ - استفاده از اتانول ۷۰ درصد برای استریل کردن و شستشوی ضایعه (قبل از نمونه برداری باید صبر کرد که الک خشک شود)

- ۵ - توجه به عدم استفاده از موادی مانند مرکورکوروم (ترکیبات جیوه) در محل ضایعه (زیرا ممکن است باعث تغییر شکل آنها شود). در صورت استفاده از ترکیبات ید دار برای ضد عفونی ضایعه، قبل از نمونه برداری محل ضایعه بایستی به کمک پنبه آغشته به الکل، از این ماده پاک شود.
 - ۶ - محلی از ضایعه که برای نمونه برداری در نظر گرفته می شود بایستی توسط دو انگشت شست و سبابه محکم گرفته شده و ثابت گردد.
 - ۷ - با استفاده از واکسینواستیل استریل (یا لانستی که اطراف آن بریده و باریک شده باشد) و یا یک اسکالپل استریل نوک باریک (کند شده)، شکافی به عمق یک میلی متر در منطقه گرفته شده با انگشتان ایجاد گردد.
 - ۸ - توسط وسایل فوق از عمق محل شکافته شده به طرف سطح و مرکز ضایعه چند خراش (برای برداشت مقدار مناسب بافت و خونابه) داده شود.
 - ۹ - وسیله نمونه گیری را بیرون آورده واز ترشحات حاصله بر روی لام گسترش تهیه شود و مشخصات بیمار با قلم الماس روی لام حک گردد.
- (در صورت نیاز به کشت، در کنار شعله ابتدا نمونه به محیط کشت منتقل شود)

روش رنگ آمیزی گیمسا:

رنگ گیمسا بصورت محلول تجارتي غلیظ به فروش می رسد. این ماده قبل از استفاده باید مورد کنترل کیفیت قرار گیرد. بطور معمول اگر گلبول های سفید و قرمز خون با کیفیت مطلوب رنگ پذیری داشته باشند، رنگ گیمسا برای رنگ پذیری انگل نیز مناسب است.

روش رنگ آمیزی :

- ۱- باید گسترش تهیه شده بدون استفاده از شعله و در هوای اتاق خشک شود.
- ۲- متانول، به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه قبل از رنگ آمیزی روی گسترش ریخته شود.
- ۳- گسترش در مجاورت هوا خشک شود.
- ۴- با توجه به نوع گیمسا آنرا به نسبت ۱ به ۱۰ با آب با pH تنظیم شده ۷/۲ رقیق شود (اگر رنگ رسوب کند باید با کاغذ صافی صاف شود)
- ۵- لام را روی پل رنگ آمیزی قرار داده و به مدت ۳۰ دقیقه بر روی آن محلول گیمسا ی رقیق شده ریخته می شود و با لام را در ظرف محتوی رنگ با همین مدت زمان قرار می دهیم (باید توجه داشت که در ارتباط با رقت محلول رنگ آمیزی و نوع آن، مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای رنگ آمیزی لازم است و هر آزمایشگاه بایستی در حین اجرای برنامه کنترل کیفیت مدت زمان مطلوب را نیز جهت رنگ مورد استفاده، از قبل بدست آورد)

۶- لام برای مدت کوتاهی در آب با pH تنظیم شده ۷/۲ فرو برده شده به سرعت خارج شود و در هوا خشک گردد.


گزارش نتایج :

لام (با استفاده از عدسی چشمی ۱۰ و عدسی شیئی ۱۰۰ و روغن ایمرسیون و بدون استفاده از لامل) در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار می گیرد، تشخیص مثبت، شامل دیدن انگل لیشمانیا بطور واضح می باشد (شکل شماره ۵). در هر لام تا زمان مشاهده جسم لیشمن باید حداقل ۳۰ ثان مناسب که دارای سلول های ماکروفاژ باشد، بررسی گردد تا شانس مشاهده انگل بیشتر شود و در صورت منفی بودن نمونه، لام دوم و یا سوم مورد بررسی قرار گیرد، شایان ذکر است که در صورت مشاهده گلبول قرمز فراوان و ندیدن جسم لیشمن، این نمونه مناسب ارزیابی نبوده و نمونه جدید عاری از خون و حاوی ماکروفاژ بایستی تهیه شود.

نحوه تهیه نمونه از ضایعات پوستی مشکوک به لیشمانیوز




شکل ۴: نحوه تهیه نمونه از ضایعات پوستی لیشمانیا



شکل ۵: آماسیگوت های مشاهده شده در ماکروفاژ های ضایعات پوستی

جسم لیشمن



کشت نمونه :

در صورتی که سه نمونه گرفته شده منفی باشند ولی شواهد اپیدمیولوژیک و یا وجود سابقه قبلی ابتلا در همان محل ضایعه، احتمال وجود بیماری را افزایش دهد، نمونه لازم برای کشت گرفته می شود و براساس نتایج آزمایشات تکمیلی، بیماری تشخیص داده خواهد شد.

روش تهیه محیط کشت دوفازی (NNN) Novy-Mac Neal-Nicolle :

محیط آگار غذایی :

باکتر آگار ۱۴ گرم

مک طعام ن (NaCl) ۶ گرم

آب مقطر ۹۰۰ میلی لیتر

آب را تا دمای جوش حرارت داده و نمک و آگار به مقدار ذکر شده به آن اضافه کنید. آنقدر محلول را بجوشانید تا دانه های آگار حل شود، سپس این محلول را داخل لوله آزمایش در پیچ دار بریزید (حدود یک سوم حجم لوله)، درب آن را بسته و با اتوکلاو (دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه) استریل نمائید. این لوله ها را میتوان تا زمان استفاده در یخچال نگهداری کرد.

هنگام استفاده، لوله را در آب جوش قرار داده تا محیط مایع شود، سپس تا حرارت ۴۰ تا ۵۰ درجه خنک کنید. به هر لوله حدود یک سوم حجم محیط ۱۵٪ خون دفیبرینه خرگوش اضافه کنید، درب لوله را ببندید و بین دو کف دست بخوبی بچرخانید تا کاملاً محتویات آن مخلوط شود، پس از آن در درجه حرارت اطاق بصورت مایل (Slant) قرار دهید تا سفت شود، و آنگاه به یخچال (۴ تا ۸ درجه) منتقل نمائید، جهت اطمینان از آلوده نبودن؛ یکی از لوله ها را در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید. محیط تهیه شده تا ۴ هفته قابل استفاده می باشد و آماده انتقال نمونه است. بدین ترتیب فاز جامد محیط NNN تهیه می شود

(شکل شماره ۶) .

فاز مایع معمولاً شامل سرم فیزیولوژی نرمال یا RPMI استریل می باشد که به فاز جامد اضافه می شود و برای ممانعت از رشد باکتریها از پنی سیلین و

استرپتومایسین با غلظتهای ۱۰۰ IU/ml و ۱۰۰ g/ml اضافه می شوند. فاز مایع در هنگام کار به فاز جامد اضافه می شود و سطح شیبدار را می پوشاند

نمونه های بیوپسی ضایعات، خون محیطی، مغزاستخوان، یا نمونه تهیه شده از حاشیه ضایعات و حتی مواد آسپیره شده از بستر ندول را می توان در این محیط

کشت داد. نمونه ها به عمق ۲ میلیمتری از انتهای سطح شیب دار وارد آگار مغذی می شوند، پس از انتقال نمونه، محیط کشت را در دمای ۱۸ تا ۲۵ درجه

سانتیگراد (انکوباتور) نگهداری کنید. انگل ها در مایع جمع شده در قسمت شیب دار محیط، رشد می کنند.

لوله ها ۲-۳ روز در میان تا یک ماه مورد بررسی قرار می گیرند (در ارتباط با گونه انگل و شرایط کشت متفاوت می باشد) و در صورت عدم مشاهده انگل

با میکروسکوپ فاز کنتراست، کشت منفی در نظر گرفته می شود. اما اگر تعداد انگل کم باشد زمان بیشتری را برای رشد نیاز دارد. در صورت وجود آلودگی با

باکتری ها و قارچها، انگل توانائی رشد در محیط را ندارد

(شکل شماره ۷) .

تذکره ۱: از آنجائیکه میزان آنتی بادی ایجاد شده در لیشمانیوز پوستی بسیار ناچیز است، لذا استفاده از آزمایشات سروولوژی به علت حساسیت پائین آن جهت

تشخیص لیشمانیوز پوستی به جز در موارد خاص توصیه نمی شود.

تذکره ۲: به علت افزایش حساسیت تاخیری (Delayed- Type Hypersensitivity) = DTH در لیشمانیوز نوع لوپوئید در مواردی که انگل

لیشمانیا در ضایعات پوستی دیده نمی شود می توان از تست پوستی لیشمانین (تست موته نگرو)، کشت و در صورت امکان آزمایش مولکولی PCR بمنظور

تایید تشخیص آزمایشگاهی این شکل از بیماری استفاده نمود. ایندوراسیون(سفتی) ایجاد شده با میانگین اندازه ۵ میلی متر و یا بیشتر پس از گذشت ۴۸ تا


۷۲ ساعت از تزریق لیشمانین به عنوان نتیجه مثبت تلقی می گردد.

مورد قطعی تشخیص لیشمانیوز پوستی (سالک) مشروط به موارد زیر است :

۱- دیدن انگل در گسترش تهیه شده از ضایعه پوستی.


۲- کشت مثبت انگل یا نتیجه مثبت آزمایشات تخصصی دیگر (مانند PCR و) که در آزمایشگاههای تخصصی (رفرانس) انجام شده باشد.

محیط کشت NNN



شکل ۶: محیط کشت NNN

پروماستیگوت های لیشرمانیا در محیط کشت NNN (درشتمایی 400)



شکل ۷: پروماستیگوت های لیشرمانیا در محیط کشت NNN

ب: لیشمانیوز احشائی (کالاآزار):

لیشمانیوز احشائی در اثر گونه هائی از مجموعه لیشمانیا دونووانی ایجاد می شود واز نظر اپیدمیولوژی به اشکال هندی، مدیترانه ای ؛ آفریقائی و آمریکائی مشاهده می شود. لیشمانیوز احشایی ایران که نوع مدیترانه ای می باشد یک بیماری زئونوز است که عامل آن لیشمانیا اینفانتوم می باشد و توسط پشه خاکی از سگ و سگ سانان به انسان منتقل میشود. تاکنون لیشمانیوز احشائی از تمامی استان های کشور گزارش شده است. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک که تا کنون انجام شده است ؛ این بیماری در مناطقی از استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، فارس و بوشهر به شکل آندمیک وجود دارد.

روش انتقال:

مهمترین راه انتقال این بیماری از طریق گزش پشه خاکی های آلوده می باشد ولی مواردی از انتقال بیماری از طریق جفت از مادر به جنین، تماس جنسی، و سائل تزریقی آلوده و به طور نادر از طریق خون آلوده گزارش شده است.

علائم بالینی:

لیشمانیوز احشائی ممکن است به اشکال بدون علامت، تحت بالینی، علامت دار، سندرم پوستی پس از کالاآزار، اشکال احشائی تروپیکال و نیز اشکال بالینی آتیپیک در مبتلایان به بیماری ایدز مشاهده شود.

تشخیص آزمایشگاهی:

در حال حاضر معتبرترین روش تشخیصی انواع لیشمانیوزها، استفاده از روشهای انگل شناسی است و ارجح آن است که همه موارد لیشمانیوز توسط مشاهده انگل تأیید گردند. از روشهای انگل شناسی به عنوان «استاندارد طلایی» برای ارزیابی دیگر روشهای تشخیصی نیز استفاده می شود. متأسفانه تهاجمی بودن روش نمونه برداری برای مطالعات انگل شناسی در مورد این بیماری، استفاده از این روشها را تا حدود زیادی با محدودیت روبه رو ساخته است.

۱- نمونه برداری از ضایعات/احشایی وانجام آزمایش های انگل شناسی:

برای مشاهده مستقیم اجسام لیشتن می توان از سیستم رتیکولوآندوتلیال خصوصاً از طحال، مغز استخوان، کبد و غدد لنفاوی فرد بیمار نمونه برداری کرد. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت میزان حساسیت طحال برای مشاهده انگل لیشمانیا، ۹۰ تا ۹۸٪، مغز استخوان ۵۴ تا ۸۶٪، کبد حدود ۶۰٪ و غدد

لنفای حدود ۶۴٪ است. علیرغم آنکه احتمال مشاهده آماستیگوت‌ها در نمونه تهیه‌شده از طحال بیمار بسیار زیاد است ولی به‌علت خطرات و عوارض ناشی از نمونه‌برداری طحال، در حال حاضر در ایران، از نمونه‌های تهیه‌شده از مغزاستخوانهای ایلپاک، استرنوم و تیپا استفاده می‌شود. حساسیت تشخیص انگل در نمونه‌های تهیه‌شده از مغزاستخوان به نحوه نمونه‌برداری و تجربه فرد آزمایش کننده بستگی دارد. با توجه به اینکه در برشهای هیستوپاتولوژی اجسام لیشتن تغییر شکل می‌دهند، استفاده از این روش برای تشخیص قطعی بیماری با محدودیتهایی همراه است. گسترشهای تهیه‌شده را ابتدا با متانول خالص به مدت ۵/۰ تا ۱ دقیقه ثابت نموده و سپس با رنگ گیمسا (۱۰٪) به مدت ۳۰ دقیقه آنها را رنگ آمیزی می‌نمایند. پس از شستشوی آنها با آب معمولی، با استفاده از میکروسکوپ نوری و با بزرگترین درشتنمایی (X۱۰۰) به جستجوی اجسام لیشتن می‌پردازند. اگر پروماستیگوت‌ها در شرایط استاندارد کشت داده شوند، این روش حساسیت زیادی دارد، لذا توصیه می‌شود همراه با آزمایش مستقیم، کشت در محیط‌های اختصاصی خصوصاً محیط NNN نیز انجام شود.

جهت کشت، مقداری از نمونه‌های تهیه‌شده را با رعایت کلیه شرایط آسپتیک به محیط کشت منتقل و در دمای ۲۴-۱۸ درجه سانتیگراد نگهداری می‌کنند. با توجه به گونه لیشتمانیا و خصوصیات محیط کشت مورد استفاده، پس از چند روز تا چند هفته شکل پروماستیگوت انگل در محیط رشد می‌کند. برای جلوگیری از تاثیر عوامل بازدارنده بر رشد انگل بهتر است مقدار کمی از نمونه (یک یا دو قطره) به محیط کشت منتقل شود. چنانچه پس از دوهفته پروماستیگوت در محیط کشت مشاهده نشد، توصیه می‌شود مجدداً یک پاساژکور انجام شود و چنانچه پس از دو هفته دیگر، انگلی در محیط کشت دیده‌نشد، نتیجه کشت منفی تلقی شود. برای جلوگیری از آلودگیهای باکتریایی و قارچی استفاده از آنتی‌بیوتیکهای مناسب توصیه می‌شود.

۲- روش‌های سرولوژی:

در حال حاضر از روشهای سرولوژی به شکل گسترده جهت تشخیص آزمایشگاهی لیشتمانیوز احشایی استفاده می‌شود.

الف - روشهای سرولوژی اختصاصی

در روشهای سرولوژی اختصاصی به میزان کمی سرم یا پلاسمای خون (حدود ۱۰ میکرولیتر) نیاز است که آن را می‌توان به‌وسیله لانست از نوک انگشت و یا پاشنه پای کودکان در لوله‌های میکروهماتوکریت تهیه کرد. روشهای مختلف سرولوژی برای جستجوی پادتن‌های اختصاصی بر علیه لیشتمانیا استفاده شده است که از بین آنها با توجه به حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، کارایی، سهولت انجام آزمایش و صرفه اقتصادی روشهای زیر پیشنهاد می‌شود.

شوند. لازم به یادآوری است در آزمایشهای سرولوژی معمولاً از پروماستیگوت‌های کمپلکس لیشمانیا دونوانی خصوصاً لیشمانیا اینفانتوم، که در محیطهای کشت اختصاصی به تولید انبوه رسیده اند، به عنوان آنتی ژن استفاده می شود.

۱- روش ایمنو فلوئورسانس غیرمستقیم (Indirect Fluorescent Antibody)=IFA

کاربرد

حساسیت و ویژگی این روش حدود ۹۰٪ می باشد و در شرادط آزمایشگاهی مناسب است.

اصول آزمایش

در سرم فرد مبتلا به لیشمانیوز احشایی پادتن اختصاصی ایجاد می شود و این پادتن با پادگن لیشمانیا که به صورت دایره هایی به قطر یک سانتیمتر روی لام میکروسکوپی قرارداده شده است، مجموعه پادگن - پادتن ایجاد می کند. در صورت افزودن پادتن ضد گلوبولین انسانی که با ماده فلوئورسین ایزوتیوسیانات نشاندار شده است (کونژوگه)، مجموعه حاصله در زیر نور میکروسکوپ فلوئورسنت به رنگ سبز درخشان مشاهده می شود.

تفسیر آزمایش

تعیین عیار مرزی به نوع آنتی ژن تهیه شده، روش انجام آزمایش و حتی فرد قرائت کننده بستگی خواهد داشت و لذا نتایج حاصله در مراکز گوناگون ممکن است با یکدیگر قابل مقایسه نباشند. مطالعات انجام شده در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داده اند که عیارهای ۱:۱۲۸ و بالاتر همراه با علائم اختصاصی لیشمانیوز احشایی می توانند نمایانگر بیماری لیشمانیوز احشایی باشند.

آزمایش IFA ممکن است با انگل ها و یا باکتری هایی مانند مالاریا، تریپانوزوما، سل و حصبه واکنش متقاطع داشته باشد و وجود عامل روماتوئید در خون و نیز پادتن های ضد هسته سلولها (لوپوس اریتماتوس سیستمیک) ممکن است باعث نتایج مثبت کاذب شوند.

جهت انجام IFA می توان از کیت های تهیه شده داخلی ویا خارجی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و

مطابق دستور العمل های مربوطه استفاده نمود.

۲ - روش الایزا (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) = ELISA

کاربرد

حساسیت این روش بین ۸۰ تا ۱۰۰٪ است ولی ویژگی آزمایش به فاکتور های زیادی از جمله نوع آنتی ژن مورد استفاده بستگی دارد.

اصول آزمایش

اصول این روش مشابه ایمنوفلوئورسانس غیرمستقیم است، با این تفاوت که از یک سیستم آنزیمی (آلکالین فسفاتاز و یا پراکسیداز) و سوبستراهای اختصاصی استفاده می شود.

در این روش از پلیت های ته صاف مخصوص الایزا استفاده می شود و ۱۰۰ میکرولیتر از پادگن تهیه شده در بافر پوشش دهنده (رقت ۱:۲۰۰) به هر چاهک می افزاییم و یک شب دردمای ۴ درجه سانتیگراد و در اتاقک مرطوب نگهداری می کنیم و پس از شستشو با بافر شستشو، هر پلیت را جداگانه در کاغذ آلومینیومی می پیچیم و پس از بسته بندی در کیسه نایلونی در برودت ۷۰- درجه سانتیگراد تا زمان مصرف نگهداری می کنیم. پلیت های مذکور را معمولاً تا مدت ۶ ماه می توان مورد استفاده قرار داد.

جهت انجام ELISA می توان از کیت های تهیه شده داخلی ویا خارجی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و مطابق دستور العمل

های مربوطه استفاده نمود. عیار های مرزی بر اساس دستورالعمل هر کیت و نیز برخی محاسبات آماری خاص در نظر گرفته می شود.

۳- آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم DAT = (Direct Agglutination Test)

کاربرد

آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم روشی ساده برای تشخیص لیشمانیوز احشایی می باشد و مطالعاتی که در مناطق بومی بیماری در ایران و جهان انجام گرفته حساسیت این روش ۹۵-۱۰۰٪ و ویژگی آن ۸۶-۱۰۰٪ تعیین گردیده است.


اصول آزمایش

در این روش از فرم تاژکدار انگلهای *لیشمانیا / اینفانتوم* بعنوان آنتی ژن استفاده می شود. آنتی ژن در مجاورت رفتهای گوناگون سرم یا پلاسمای فرد مشکوک به بیماری قرار داده می شوند که در صورت وجود پادتن اختصاصی پدیده آگلوتیناسیون ایجاد می شود (شکل شماره ۸).

تفسیر آزمایش

آخرین حفره ای که در آن حلقه آبی کامل تشکیل شده باشد، به عنوان عیار نهایی در نظر گرفته می شود. طبق مطالعات فراوانی که در واحد تک یاخته شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است، عیارهای ۱:۳۲۰ و به بالا همراه با علایم بالینی اختصاصی به عنوان ابتلای فرد به کالآزار تلقی می شود. عیارهای ۱:۸۰ و به پایین منفی و عیار ۱:۱۶۰ به عنوان عیار مشکوک تلقی می شود که برای تأیید باید یک بار دیگر به فاصله ۲-۳ هفته نمونه برداری انجام شود و چنانچه افزایش قابل توجه عیار پادتن ملاحظه شود و در صورت بروز علایم بالینی اختصاصی، بیماری کالآزار تأیید می شود.

تذکر: از سال ۱۳۷۵ آنتی ژن آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) به طور فعال در آزمایشگاه لیشمانیوز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه می شود و به کمک مرکز مدیریت بیماری ها جهت تشخیص آزمایشگاهی و مطالعات سرواپیدمیولوژی در مناطق اندمیک لیشمانیوز احشایی مورد استفاده گسترده قرار می گیرد.



شکل شماره ۸ : نتایج آزمایش سرولوژی آگلوتیناسیون مستقیم بر روی سرم خون افراد مشکوک به کالازار

با استفاده از آنتی ژن تهیه شده در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

رسوب نقطه ای آنتی ژن در ته چاهک های پلیت = منفی

باز شدن توری مانند آنتی ژن در چاهک های پلیت = مثبت

۳- آزمایش سریع سرولوژی با استفاده از استریپ های تهیه شده از آنتی ژن نو ترکیب rK39

از روش های سریع جستجوی آنتی بادی جهت تشخیص آزمایشگاهی لیشرمانیوز احشائی می توان به دیپاستیک های حاوی آنتی ژن نو ترکیب


rK39 اشاره نمود. از محاسن این روش ها سرعت انجام آزمایش است که معمولاً در مدت حدود ۲ تا ۱۰ دقیقه نتیجه آزمایش مشخص

می گردد.

اخیراً کیت های مخصوصی از آنتی ژن نو ترکیب rK39 توسط شرکت های مختلف ساخته شده است که با یک قطره سرم یا خون کامل و یک قطره بافر یا سرم فیزیولوژی آزمایش انجام می شوند.

مخلوط حاصله با استفاده از خاصیت کروماتوگرافی پس از برخورد با کونژوگه رنگی^۱ به سمت بالا حرکت می کند و در صورت وجود آنتی بادی اختصاصی با آنتی ژن rK39 ایجاد کمپلکس رنگی می کند که به شکل یک خط بنفش رنگ دیده می شود. نمونه مورد نظر علی رغم نتیجه مثبت و یا منفی به سیر خود ادامه می دهد تا به ناحیه ای که بوسیله ضد پروتئین A پوشانیده شده است برخورد نماید و ایجاد خط رنگی دیگری می نماید. این خط به عنوان خط شاهد در نظر گرفته می شود و وجود آن دلیل بر کافی بودن حجم نمونه و صحت انجام آزمایش است (شکل شماره ۹). از محاسن آزمایش Dipstick rK39 سرعت بالا و سادگی آزمایش است و جهت غربالگری لیشمانیوز احشائی علائم دار کاربرد دارد.

کیت Dipstick rK39 جهت تشخیص لیشمانیوز احشائی بالا (مثبت) پاتین (منفی)



شکل ۹: نتایج روش Dipstick rK39 با نمونه های سرمی مثبت و منفی

(ب) روشهای سرولوژی غیر اختصاصی

این روشها بر پایهٔ افزایش ایمنوگلوبولین‌های سرم خون استوار است و به هر دلیلی که میزان پادتن در خون افزایش یابد، نتایج حاصل از این روشها مثبت خواهند شد، لذا به‌عنوان روشهای غیراختصاصی تلقی می‌شوند. یکی از مهمترین این روشها عبارتند از:

آزمایش فرمل – ژل یا ناپیرآلدئید

در این روش یک میلی‌لیتر از سرم را با یک قطره فرمالین تجارتي (۳۷٪) مخلوط می‌کنند. چنانچه پس از گذشت ۳ تا ۲۰ دقیقه سرم مورد نظر کدرشد و یا به شکل لخته درآمد، نتیجهٔ حاصله مثبت است و در غیر این صورت منفی تلقی می‌شود. این آزمایش غیراختصاصی است و به هر علت که پادتن‌های سرم افزایش یابند (مالاریا، حصبه، تب مالت و غیره) نتیجه این آزمون مثبت می‌شود.

در مناطق دورافتاده و بومی بیماری، در صورتی که آزمایشهای اختصاصی انگل‌شناسی و سرم‌شناسی امکانپذیر نباشد، از این آزمایش اختصاصی می‌توان استفاده کرد و در صورت وجود علائم بالینی و شواهد اپیدمیولوژیک، بیمار را می‌توان تحت درمان و مراقبت قرار داد. لوکوپنی همراه با افزایش نسبی مونوسیت‌ها و لنفوسیت‌های خون محیطی را نیز می‌توان به‌عنوان یک روش غیراختصاصی برای تشخیص کالاهزار مد نظر قرار داد.

ج) روشهای مولکولی

در حال حاضر از روشهای مولکولی خصوصاً PCR برای تعیین گونهٔ انگلهای لیشمانیا استفاده می‌شود. در سالهای اخیر از روشهای PCR، PCR-ELISA و Rapid fluorogenic PCR برای تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزها استفاده شده است که اکثراً نتایج مطلوبی به‌همراه داشته‌اند.

در حال حاضر روشهای مولکولی برای تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز بیشتر جنبه پژوهشی دارند.

تشخیص لیشمانیوز احشایی در مبتلایان به ایدز

لیشمانیوز احشایی به عنوان یک عفونت فرصت طلب مهم در میان افراد آلوده به HIV-1 به شمار می رود. مطالعات اخیر نشان می دهند تعداد سلولهای CD4 در ۹۰٪ مبتلایان کمتر از ۲۰۰ عدد در هر میکرولیتر خون است. پادتن ضد لیشمانیا ممکن است در این بیماران، قابل ردیابی نباشد، به خصوص اگر ابتلا به بیماری ایدز پیش از ابتلای فرد به لیشمانیوز ایجاد شده باشد.

روشهای سرولوژی اختصاصی در بیماران با عفونت همزمان لیشمانیوز و ایدز، نسبت به بیماران با سیستم ایمنی سالم حساسیت پایین تری دارد. (حساسیت این روش ها در این بیماران حدود ۵۰٪ می باشد در صورتی که حساسیت این روش ها در بیمارانی که به عفونت HIV مبتلا نیستند، بیش از ۹۰٪ می باشد).

اصولاً جستجوی آنتی ژن جهت تشخیص لیشمانیوز احشایی خصوصاً در **مبتلایان به ایدز** بسیار اختصاصی تر از جستجوی آنتی بادی است . یکی از روش های سریع جهت جستجوی آنتی ژن لیشمانیا روش کاتکس (KAtex) است . آنتی ژن هدف در این روش مولکول کربوهیدراتی است (۲۰-۵ KDa) که جزئی از ساختمان دیواره پروماستیگوت و آماستیگوت انگل است .

در حال حاضر کیت تجاری توسط شرکت Kalon Biological, UK با نام KAtex ساخته شده است. جهت انجام آزمایش، نمونه ادرار فرد مشکوک به لیشمانیوز احشایی را برای حذف موادی که باعث نتایج مثبت کاذب می شوند به مدت ۵ دقیقه در آب جوش قرار داده و پس از سرد شدن یک قطره (۵۰ میکرولیتر) از آن را با یک قطره لاتکس مخلوط نموده که در صورت مثبت بودن نتیجه، واکنش آگلوتیناسیون پس از دو دقیقه ایجاد می شود که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت است.

تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز احشایی در مبتلایان به ایدز از طریق انگل شناسی به کمک نمونه برداریهای غیر تهاجمی مانند آزمایش خون محیطی بیماران، آسان تر و حساس تر است. انگلهای لیشمانیا در این گونه بیماران معمولاً در سیتوپلاسم مونوسیت های خون یافت می شوند. در گسترش خون محیطی رنگ شده با گیمسا حدود ۵۰٪ و در نمونه های رنگ آمیزی شده و یا کشت شده بافی کوت حدود ۷۰ تا

۷۵٪ موارد ممکن است انگلهای لیشمانیا مشاهده شوند. روشهای تهاجمی تشخیص انگل از قبیل پونکسیون مغز استخوان در این قبیل افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا بار انگلی در این بیماران بسیار بالاست.

منابع:

۱- دکتر مهدی محبعلی "روش های تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز ها در انسان" در کتاب انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تألیف دکتر ابوالحسن ندیم؛ دکتر عزت الدین جوادیان؛ دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر علی ضامن مومنی. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ تحریر سوم؛ سال ۱۳۸۷.

۲- دکتر مهدی محبعلی "تاژکداران خون و نسج" در کتاب "تک یاخته شناسی پزشکی تألیف دکتر غلامحسین ادریسیان؛ دکتر مصطفی رضائیان؛ دکتر مهدی قربانی؛ دکتر حسین کشاورز و دکتر مهدی محبعلی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ چاپ اول؛ سال ۱۳۸۶.

۳- World Health Organization. *Control of leishmaniasis*, Technical report series 793 of WHO Expert Committee, Geneva. 1990.

کمیته انگل شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت

اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی

