

معیارهای رد نمونه

معیارهای عمومی :

- عدم وجود شناسه های بیمار روی ظرف نمونه
- عدم همخوانی مشخصات بیمار روی برگه درخواست با اطلاعات روی ظرف نمونه
- شکستگی ظروف حاوی نمونه
- نشئت نمونه از داخل ظروف
- حجم کم نمونه
- گذشت مدت زمان مجاز، از زمان نمونه گیری تا تحویل نمونه به آزمایشگاه
- انتقال نمونه در نگهدارنده نامناسب
- انتقال نمونه در شرایط دمایی نامناسب
- عدم رعایت شرایط مربوط به آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری

معیارهای مربوط به انواع مختلف نمونه ها :

• هماتولوژی :

- تحویل نمونه های CBC ، ESR و تعیین گروه خونی و Rh پس از گذشت 4 ساعت از نمونه گیری
- نمونه های CBC ، ESR و تعیین گروه خونی و Rh که حاوی لخته هستند یا بدون ضدانعقاد گرفته شده اند

• بیوشیمی و سرولوژی :

- نمونه های بیوشیمی -FBS- 2hpp-BUN- Creatinine-Total Cholesterol-HDL- LDL- Triglyceride- Uric acid که با ضدانعقاد گرفته شده اند
- نمونه های همولیز، لیپمیک ، ایکتریک در مواردی که این عوامل بر روی پارامترهای مورد اندازه گیری تاثیر می گذارند.
- تحویل نمونه خون تام پس از گذشت دو ساعت از نمونه گیری (بدون اینکه سرم جدا شده باشد)

• ادرار :

- تحویل نمونه های آنالیز و کشت ادرار که بیش از 2 ساعت از جمع آوری آنها می گذرد و در یخچال نگهدار نشده اند
- نمونه های ادرار کمتر از 10 سی سی
- نمونه هایی که از کیسه ادراری جمع آوری شده اند

• مدفوع :

- تحویل نمونه های مدفوع که بیش از دو ساعت از نمونه گیری می گذرد و در یخچال نگهداری نشده اند

