

هدف : ایجاد محیط مناسب بهداشتی جهت فعالیت های آزمایشگاه

دامنه : کلیه قسمت های آزمایشگاه

- ۱- بعد از اتمام کار روزانه و همچنین بعد از وقوع آلودگی باید سطوح کاری با محلول ضدعفونی کننده * Low level و یا هیپوکلریت سدیم با رقت ۱/۱ توسط پرسنل خدمات ضدعفونی گردد (میزهای اداری و میزها و سکوها و غیر اداری باید دستمال متفاوتی داشته باشند).
- ۲- جهت نظافت کف آزمایشگاه می توان از رقت ۱/۵ محلول سفید کننده خانگی استفاده نمود که این کار هر روز بعد از پایان کار روزانه انجام می گردد.
- ۳- یخچال ها، فریزرها، بن ماری، سانتریفیوژ و ... باید به طور مرتب تمیز شده و نیز به طور متناوب منطبق بر برنامه زمان بندی که به وسیله مسئول آزمایشگاه تعیین شده ضدعفونی گردند. مخصوصا در مواردی که آلودگی مهمی به وجود آید باید فوراً این عمل انجام شود. جهت ضدعفونی نمودن وسایل قبل از سرویس یا تعمیر آنها در داخل آزمایشگاه و یا قبل از ارسال آنها به خارج از آزمایشگاه می توان از محلول الکل ۷۰٪ استفاده نمود.
- * برند و نوع محلول ضدعفونی کننده (دکونکس - شولتزمایر - هالامید و...) با توجه به سیاست های کل بیمارستان و تصمیمات متخذه در کمیته های مربوطه تعیین خواهد شد.

References :

- ۱- مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
- ۲- Safety in health care laboratories 1997